

Prélèvements Microbiologie et PCR: supports, températures et délais avant traitement

C2ENRBACT

CODE	PRELEVEMENT	SUPPORT RECOMMANDE		TEMPERATURE		DUREE AVANT TRAITEMENT	
ARTI	LIQUIDE ARTICULAIRE	Flacon stérile + tube citraté		T° ambiante*		< 24H	
ASPI	ASPI. BRONCHIQUE	Seringue stérile ou flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 24H
BILHU	BILHARZIOSE URINAIRE	Flacon pour HLM (pas de borate)		2-8°C		< 24H	
CANDI	CANDIDOSE	Ecouvillon avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	
CATHE	CATHETER	Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 4H	< 24H
CBU	ECBU /	Tube stérile boraté		T° ambiante*		< 48H	
CBA	ECBA (patient sondé)	Flacon stérile (non boraté) ou poche bébé		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 24H
CHAIR	MORCEAUX DE CHAIR	Flacon stérile		T° ambiante*		< 2H	
		Flacon stérile avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	
COPRO	COPROCULTURE	Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 48H
CCOV/ COVID	PRELEVEMENT NASOPHARYNGE	Echantillon avec milieu de transport approprié (1 à 2 ml de 0.9% NaCl)		2-25°C	2-8°C	< 24H	< 72H
		CCOV	Milieu MTL02 Appolon	T° ambiante*		Dès que possible	
				2-8°C		7 jours	
		COVID	Sample buffer tube	18-25°C		Dès que possible	
				2-8°C		< 24H	
CSAL	PRELEVEMENT SALIVAIRE	Flacon stérile		2-25°C	2-8°C	< 24H	< 72H
		Milieu MTL02 Appolon		T° ambiante*		Dès que possible	
				2-8°C		7 jours	
CTGNF CTGNH CTGN2	PREL.VAGINAL ou ENDOCERVICAL	BD Molecular Swab Sample Buffer Tube (Kit BD Molecular Swab Collection)		2-30°C		21 Jours	
	URINE	Flacon stérile (sans borate)		Déchargement immédiat			
		Urine Sample Buffer Tube		2-30°C		21 Jours	
CYTO	CYTOLOGIE URINAIRE	Flacon stérile boraté		T° ambiante*		< 12H	
		Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 12H	< 12H
DEMO	DEMODEX	Boite de Petri		T° ambiante*		< 4H	
ECTO	ECTOPARASITE	Boite de Petri		T° ambiante*		< 24H	
EXPE	EXPECTORATION	Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 24H
FILAR	MICROFILAIRE	Tube EDTA (ou citraté)		T° ambiante*	2-8°C	< 24H	3 semaines
GALE	GALE	Boite de Petri		T° ambiante*		< 24H	
GASB	LIQUIDE GASTRIQUE	Seringue stérile ou flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 12H
HEMOC	HEMOCULTURE	Flacon BD Bactec		T° ambiante*		< 24H	
HLM	HLM	Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 24H
HPV	PREL. CERVICAL PREL. ET AUTO-PREL. VAGINAL	Flacon avec milieu Preservcyt		18-25°C		90 jours	
LAME	LIQUIDE DE LAME	Seringue stérile ou Flacon stérile		T° ambiante*		< 4H	
		Flacon stérile avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	
LBA	LIQUIDE BRONCHO- ALVEOLAIRE	Flacon stérile		T° ambiante*	2-8°C	< 2H	< 24H
LCR	LIQUIDECEPHALO- RACHIDIEN	Flacon stérile		T° ambiante*		< 30 minutes	
LIDI	LIQUIDE DIVERS	Seringue stérile ou Flacon stérile		T° ambiante*		< 4H	
		Flacon stérile avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	
LOCHI	LOCHIES	Flacon stérile		T° ambiante*		< 2H	
		Flacon stérile avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	
MATE	MATERIELS	Flacon stérile		T° ambiante*		< 2H	
		Flacon stérile avec milieu de transport		T° ambiante*		< 24H	

Prélèvements Microbiologie et PCR: supports, températures et délais avant traitement

C2ENRBACT

CODE	PRELEVEMENT	SUPPORT RECOMMANDE	TEMPERATURE	DUREE AVANT TRAITEMENT
MYCO	MYCOLOGIE PEAU ET PHANERES	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
		Boite de Petri	T° ambiante*	< 48H
MYPR	MYCOPLASMES UROGENITAUX : U. UREALYTICUM M. HOMINIS	Echantillon SANS milieu de transport	T° ambiante*	Le plus rapidement possible
		Milieu de transport UMMtensemencé	18-25°C	< 20 H
			2-8°C	< 56H
OEIL	OEIL	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
ORL	ORL	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
OS	OS	Flacon stérile	T° ambiante*	< 2H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
PALU	PALUDISME	Tube EDTA	2-8°C	< 2H prélèvement sur S1
				< 4H prélèvement effectué sur un site autre que S1
PARA	PARASITOLOGIE DES SELLES	Flacon stérile	T° ambiante*	< 3H
		Suspension iodésine/ Bailenger	2-8°C	7 jours
PEAU	PEAU	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 48H
PITY	MALASSEZIA (PITY. VERSICOLOR)	Scotch test	T° ambiante*	< 48H
		Squames	T° ambiante*	< 48H
PLAC	PLACENTA	Flacon fermé	T° ambiante*	< 2H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
PONC	LIQUIDE DE PONCTION	Seringue stérile ou Flacon stérile	T° ambiante*	< 4H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
PUH/PUF	URETRE	Ecouvillon fin avec milieu de transport	T° ambiante*	< 48H
PUSC	PUS CUTANE	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 48H
PUSP	PUS PROFOND	Seringue stérile ou flacon stérile	T° ambiante* 2-8°C	< 2H < 24H
		Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
PV	PREL. VAGINAL	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 48H
REDON	LIQUIDE DE REDON	Seringue stérile ou Flacon stérile	T° ambiante*	< 4H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
SARM	RECHERCHE SARM	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
SCOTCH	OXYURES	Scotch - test	T° ambiante*	< 24H
SPCT	SPERMOCULTURE	Flacon stérile spécifique	T° ambiante*	< 2H
STERI	STERILET	Flacon stérile	T° ambiante*	< 2H
		Flacon stérile avec milieu de transport	T° ambiante*	< 24H
TRYPA	TRYPANOSOME AFRICAINE	4 tubes citrate (ou héparine sans gel)	T° ambiante*	< 25 minutes
TRYPA	TRYPANOSOME AMERICAINE	4 tubes citrate	T° ambiante*	< 25 minutes
VERS	VERS	Boite de Petri ou récipient sec	T° ambiante*	< 24H
VUVE	PREL. VULVAIRE	Ecouvillon avec milieu de transport	T° ambiante*	< 48H

Références : REMIC 2022, notices fournisseur

* T° ambiante de 13°C à 30°C



Bactériologie



Parasitologie



Mycologie



PCR