

Prélèvement de liquides: lame, redon, drain,...
_C2ENRLIQD

Précision : ne pas utiliser ce formulaire pour les liquide de drain de séreuse (pleurale, péricardique, péritonéale), utiliser le formulaire C2ENRSUPP

- Utiliser une **seringue stérile** ou un **flacon stérile avec ou sans milieu de transport** fourni par le laboratoire
- **Identifier la seringue ou le flacon** en indiquant le nom et le prénom du patient, la date et l'heure du recueil.
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Conservation : - seringue ou flacon sans milieu de transport : 4 heures à température ambiante (13 à 30°C)
- flacon avec milieu de transport : 24 heures à température ambiante (13 à 30°C)
- **Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais**

NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom : Nom de naissance :
Prénom : Date de naissance :/...../.....
Date du prélèvement:/...../..... Heure du prélèvement :

	OUI	NON
Prélèvement demandé dans un but de contrôle de l'efficacité thérapeutique anti-infectieuse administrée ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prélèvement demandé dans un but de diagnostic d'une infection ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le patient présente t-il des signes cliniques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, lesquels ?.....		
.....		
Traitement antibiotique (ou antifongique) déjà administré ?.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, nom de l'antibiotique/antifongique :.....		
<input type="checkbox"/> Il est en cours depuis : <input type="checkbox"/> Il est arrêté depuis :		