

Renseignements à demander pour la recherche de filarioses sanguicoles (microfilaires dans le sang)

C2ENRFILAR

- Prélever par ponction veineuse au pli du coude **1 tube EDTA** (ou 1 tube citrate)
- En principe, **réaliser un prélèvement à midi** (10h-14h) et un autre à minuit (22h-2h) pour rechercher les microfilaires de périodicités différentes
- Se référer si besoin au mode opératoire C2MOPSANG « Prélèvements sanguins » consultable sur le site internet xlabs.fr
- **Identifier le tube** (nom – prénom – date de naissance – date et heure du prélèvement)
- **Compléter** les renseignements cliniques, la fiche de demande d'analyses et joindre la prescription
- Délai et température de conservation : 24 heures à température ambiante (13 à 30°C)
3 semaines à + 4 °C
- Dans tous les cas, il est recommandé d'acheminer les prélèvements au laboratoire **dans les plus brefs délais**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom **Nom de naissance** :.....
Prénom :..... **Date de naissance** :...../...../.....
Date du prélèvement :/...../..... **Heure du prélèvement** :

CONTEXTE DE LA DEMANDE ? (*entourer*): Diagnostic d'une infection / Contrôle après traitement

FILARIOSE DEJA CONNUE ? (*entourer*): OUI / NON

Si OUI, préciser laquelle (*entourer*) : Loa loa / Wuchereria bancrofti / Brugia malayi / Brugia timori

PAYS DE RESIDENCE (12 derniers mois) :

SEJOUR(S) DANS UN (DES) PAYS EN ZONE D'ENDEMIIE (zone inter-tropicale) ? : OUI / NON

Si OUI, préciser :

Pays :

Durée du séjour :

Date de retour :

SYMPTOMES motivant la demande :

.....
.....